

EN CIMEOSIL® GEL SHEETING

Description: CIMEOSIL® GEL SHEETING is a reusable self-adhering silicone product. It is packaged together with a drying mat.

Indications: CIMEOSIL® GEL SHEETING may be used for the management of keloid and hypertrophic scars. The device is not intended to be used on open wounds.

Directions: Gently clean the scar area with mild soap and water and pat dry. Remove sheeting from plastic bag and cut to a size slightly larger than the scar to ensure it is fully covered. Remove protective plastic film from sticky side of sheeting and apply to affected area for about 8 hours daily. Depending on scar age and depth, scar should begin to become less visible within 7 to 90 days. Use until desired results are obtained. When necessary, wash sheeting with mild soap, thoroughly rinse with water, then dry completely prior to reuse. Place sticky side of sheeting on drying mat, dry, then store sheeting in sealable pouch when not in use. See Drying Mat Instructions at end of document.

Warnings: Do not use on open wounds. If scar persists, redness, irritation, rash, pruritus (itchy skin), infection or maceration (whitening of skin) occurs discontinues use and consult your physician. Do not use talcum powder, skin moisturizers, lotions, sunscreen or any topical medications on area to be treated while using sheeting. Apply new sheet when current sheet is no longer adherent.

Special Storage and/or Handling Conditions: Sheeteting must be stored at 16°C (60°F) to 29°C (85°F).

Disposal Instructions: This product is not biodegradable. Carefully dispose of it per local guidelines.

Product Complaints/EU Serious Incidents: If you are dissatisfied with this product or have any questions, please contact Implantech Associates, Inc. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to us and the Competent Authority of the EU Member State in which the user and/or patient is established.

FR FEUILLE DE GEL CIMEOSIL®

Description : La FEUILLE DE GEL CIMEOSIL® est un produit en silicium auto-adhésif réutilisable. Il est fourni avec un support de séchage.

Indications : La FEUILLE DE GEL CIMEOSIL® peut être utilisée pour le traitement des cicatrices chéloïdes et hypertrophiques. Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des plaies ouvertes.

Conseils d'utilisation : Nettoyer délicatement la zone de la cicatrice avec un savon doux et de l'eau et sécher en tapotant. Retirer la feuille du sachet plastique et la couper à une taille légèrement supérieure à celle de la cicatrice afin de la recouvrir entièrement. Retirer le film plastique protecteur du côté collant de la feuille et appliquer sur la zone affectée pendant environ 8 heures par jour. Selon l'âge et la profondeur de la cicatrice, celle-ci devrait commencer à devenir moins visible dans les 7 à 90 jours. À utiliser jusqu'à obtention des résultats souhaités. Si nécessaire, laver la feuille avec un savon doux, rincer abondamment à l'eau, puis sécher complètement avant de la réutiliser. Placer le côté collant de la feuille sur le support de séchage, sécher, puis ranger la feuille dans une pochette refermable lorsqu'elle n'est pas utilisée. Voir les instructions relatives au support de séchage à la fin du document.

Attention : Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. En cas de persistance de la cicatrice, de rougeur, d'irritation, d'éruption cutanée, de prurit (démangeaisons), d'infection ou de macération (blanchiment de la peau), arrêter l'utilisation et consulter votre médecin. Ne pas utiliser de talc, de crèmes hydratantes, de lotions, de crème solaire ou de médicament topique sur la zone à traiter pendant l'utilisation de la feuille. Appliquer une nouvelle feuille lorsque la feuille actuelle n'est plus adhérente.

Conditions particulières de conservation et/ou de manipulation : La feuille doit être conservée entre 16°C (60°F) et 29°C (85°F).

Instructions d'élimination : Ce produit n'est pas biodégradable. Eliminer le produit avec précaution, conformément aux réglementations locales.

Reclamations concernant le produit/incidents graves dans l'UE : Si vous n'êtes pas satisfait(e) de ce produit ou si vous avez des questions, veuillez contacter Implantech Associates, Inc. Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit nous être signalé ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre de l'UE dans lequel l'utilisateur et/ou le patient résident.

DE CIMEOSIL® GELFOLIE

Beschreibung: CIMEOSIL® GELFOLIE ist ein wiederverwendbares, selbstklebendes Silikonprodukt. Es wird zusammen mit einer Trockenmatte geliefert.

Indikationen: CIMEOSIL® GELFOLIE kann zur Behandlung von Keloiden und hypertrophen Narben eingesetzt werden. Das Produkt ist nicht für die Verwendung auf offenen Wunden vorgesehen.

Anweisungen: Reinigen Sie den Narbenbereich sanft mit milder Seife und Wasser und tupfen Sie ihn trocken. Nehmen Sie die Folie aus dem Kunststoffbeutel und schneiden Sie sie etwas größer als die Narbe zu, um sicherzustellen, dass sie vollständig bedeckt ist. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefolie der Folie und tragen Sie sie ca. 8 Stunden täglich auf die betroffene Stelle auf. Je nach Alter und Tiefe der Narbe sollte die Narbe innerhalb von 7 bis 90 Tagen weniger sichtbar werden. Verwenden Sie die Folie, die die gewünschten Ergebnisse bringt. Waschen Sie die Folie bei Bedarf mit milder Seife, spülen Sie sie gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie vor der Wiederverwendung vollständig trocknen. Legen Sie die Klebefolie der Folie auf die Trockenmatte, trocknen Sie sie und bewahren Sie die Folie bei Nichtgebrauch in einem wiederverschließbaren Beutel auf. Siehe Anweisungen für die Trockenmatte am Ende des Dokuments.

Warnungen: Nicht auf offenen Wunden verwenden. Brechen Sie bei anhaltender Narbe, Rötung, Reizung, Ausschlag, Juckreiz (juckende Haut), Infektion oder Mazeration (Aufhellung der Haut) die Anwendung ab und konsultieren Sie Ihren Arzt. Verwenden Sie keinen Talcumputer, keine Hautfeuchtigkeitscremes, Lotions, Sonnenschutzmittel oder andere topische Medikamente auf den zu behandelnden Bereichen, während Sie die Folie verwenden. Verwenden Sie eine neue Folie, wenn die aktuelle Folie nicht mehr hält.

Besondere Bedingungen für Lagerung und/oder Handhabung: Die Folie muss bei 16°C (60°F) bis 29°C (85°F) gelagert werden.

Hinweise zur Entsorgung: Dieses Produkt ist nicht biologisch abbaubar. Entsorgen Sie es sorgfältig nach den örtlichen Richtlinien.

Produktreklamationen/Schwerwiegende Vorfälle in der EU: Wenn Sie mit diesem Produkt unzufrieden sind oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Implantech Associates, Inc. Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte uns und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

IT FOGLIO IN GEL DI SILICONE CIMEOSIL®

Descrizione: FOGLIO IN GEL DI SILICONE CIMEOSIL® è un prodotto a base di silicone autoadesivo e riutilizzabile. È confezionato insieme a un tappetino di asciugatura.

Indicazioni: FOGLIO IN GEL DI SILICONE CIMEOSIL® può essere utilizzato per il trattamento delle cicatrici cheloidi e ipertrofiche. Non utilizzare il dispositivo su ferite aperte.

Indicazioni per il paziente: pulire delicatamente l'area della cicatrice con sapone neutro e acqua e asciugare tamponando. Rimuovere il foglio dalla busta di plastica e ritagliare un'area di dimensioni leggermente maggiore rispetto a quella da trattare, per assicurarsi che tutta la ferita sia coperta. Rimuovere la pellicola protettiva in plastica dal lato adesivo del foglio e applicare sull'area interessata per circa 8 ore al giorno. A seconda dell'età e della profondità, la cicatrice dovrà iniziare a diventare meno visibile tra il 7° e il 90° giorno. Utilizzare fino al raggiungimento dei risultati desiderati. Se necessario, lavare il foglio con sapone neutro, sciaccuandolo accuratamente con acqua e asciugandolo completamente prima di riutilizzarlo. Applicare il lato adesivo del foglio sul tappetino di asciugatura, quindi conservare il foglio in un sacchetto richiudibile quando non è in uso. Vedere Istruzioni per il tappetino di asciugatura alla fine del documento.

Avvertenze: non utilizzare su ferite aperte. Se la cicatrice non scompare o se si manifestano segni di arrossamento, irritazione, eruzione cutanea, prurito (cute pruriginosa), infezioni o macerazione (sbiancamento della cute), interrompere l'applicazione e consultare il medico. Quando si utilizzano i fogli, evitare di applicare sull'area da trattare polvere di talco, idratanti cutanei, lozioni, creme solari o altre medicazioni topiche. Applicare un foglio nuovo quando quello in uso non è più adesivo.

Condizioni speciali di utilizzo e/o conservazione: il foglio deve essere conservato a 16°C (60°F) - 29°C (85°F).

Istruzioni per lo smaltimento: il prodotto non è biodegradabile. Smaltirlo correttamente in base alle linee guida locali.

Reclami sui prodotti/Gravi incidenti UE: se ne si sono soddisfatti del prodotto o si hanno domande, contattare Implantech Associates, Inc. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato a noi e alle autorità competenti dello Stato membro UE in cui l'utente e/o il paziente risiede.

ES LÁMINA DE GEL CIMEOSIL®

Descripción: LA LÁMINA DE GEL CIMEOSIL® es un producto de silicona autoadherente reutilizable. Viene envasada junto con una almohadilla de secado.

Indicaciones: LA LÁMINA DE GEL CIMEOSIL® puede usarse para el tratamiento de cicatrices queloides e hipertroficas. No está previsto el uso de este dispositivo en heridas abiertas.

Instrucciones: Limpie la zona de la cicatriz con jabón suave y agua, y séquela con palmas suaves. Retire la lámina de la bolsa plástica y córtela en un tamaño un poco más grande que la cicatriz para asegurarse de que esta quede completamente cubierta. Retire la película protectora del lado adhesivo de la lámina y aplíquela en la zona afectada durante unas 8 horas diarias. Según el tiempo y la profundidad de la cicatriz, las cicatrices deberán comenzar a hacerse menos visibles en unos 7 a 90 días. Usela hasta obtener los resultados deseados. Cuando sea necesario, lave la lámina con jabón suave, enjuáguela bien con agua y després séquela completamente antes de reutilizarla. Coloque el lado adhesivo de la lámina sobre la almohadilla de secado y después guarde la lámina en la bolsa con cierre hermético cuando no la use. Consulte las instrucciones de la almohadilla de secado al final del documento.

Advertencias: No la use en heridas abiertas. Si la cicatriz continúa o si presenta enrojecimiento, irritación, sarpullido, prurito (picazón en la piel), infección o maceración (aclaramiento de la piel), interrumpa el uso y consulte con su médico. No utilice polvo de talco, lociones, protector solar o cualquier medicamento topical en una zona a tratar mientras use la lámina. Aplique una lámina nueva cuando la lámina actual ya no se adhiera más.

Condiciones de manipulación o almacenamiento especial: La lámina debe almacenarse a una temperatura de entre 16 °C (60 °F) y 29 °C (85 °F).

Instrucciones de eliminación: Este producto no es biodegradable. Elimínalo según las directrices locales.

Quejas sobre el producto/Incidentes graves según la UE: Si no está satisfecho con este producto o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Implantech Associates, Inc. Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe informársenos a nosotros y a la autoridad competente del estado miembro de la UE donde se encuentre el usuario o paciente.

NL CIMEOSIL®-GELVELLEN

Beschrijving: CIMEOSIL®-GELVELLEN is een herbruikbaar zelfklevend siliconenproduct. Een droogmat is inbegrepen.

Indicaties: CIMEOSIL®-GELVELLEN kunnen worden gebruikt voor het behandelen van keloiden en hypertrofische littekens. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik op open wonden.

Instructies: Maak voorzichtig schoon met milde zeep en water. Dep vervolgens droog. Haal de vellen uit de plastic zak en knip op een maat die iets groter dan het litteken om te zeker te zijn dat dit volledig wordt bedekt. Haal de plastic folie van de klevende zijde van het vel en breng aan op het getrokken gebied gedurende ongeveer 8 uur per dag. Afhankelijk van hoe oud en diep het litteken is, zou het litteken minder zichtbaar moeten zijn binnen 7 tot 90 dagen. Gebruik tot het gewenste resultaat is verkregen. Was zo nodig het vel met milde zeep, spoel grondig met water en laat het helemaal drogen voordat u het hergebruikt. Leg de klevende zijde van het vel op de droogmat, laat drogen en bewaar het vel in een hersluitbaar zakje wanneer u het niet gebruikt.

Waarschuwingen: Niet gebruiken op open wonden. Als het litteken zichtbaar blijft en roodheid, irritatie, huiduitslag, pruritus (jeukende huid), infectie of maceratie (wit worden van de huid) optreedt, moet u direct stoppen met het gebruik en uw arts raadplegen. Gebruik geen talkpoeder, vochtinbrengende crèmes, lotions, zonnebrandolie of andere topische medicijnen op een te behandelen gebied tijdens het gebruik van vellen. Breng een nieuw vel aan wanneer het huidige vel niet meer kleft.

Speciale opslag en/of handelingsomstandigheden: Vellen moeten worden bewaard bij een temperatuur tussen 16°C (60°F) en 29°C (85°F).

Instructies voor afvoer: Dit product is niet biologisch afbreekbaar. Voer het af volgens de plaatselijke voorschriften.

Klachten over het product/ernstige incidenten in de EU: Als u ontevreden bent over dit product of vragen heeft, kunt u contact opnemen met Implantech Associates, Inc. Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet aan ons en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd, worden gemeld.

PT FOLHAS DE GEL CIMEOSIL®

Descrição: as FOLHAS DE GEL CIMEOSIL® são um produto de silicone autoadesivo reutilizável. O produto é fornecido com um tabuleiro de secagem.

Indicações: as FOLHAS DE GEL CIMEOSIL® estão indicadas para o tratamento tópico de cicatrizes hipertroficas e queloides. O dispositivo não se destina a ser utilizado em feridas abertas.

Instruções: Limpar cuidadosamente a área da cicatriz com sabão suave e água e secar sem esfregar. Retirar as folhas de gel da bolsa plástica, cortá-las num tamanho ligeiramente maior que a cicatriz, de forma a garantir que esta fique totalmente coberta. Retirar a película protetora de plástico do lado adesivo das folhas e aplicar sobre a área afetada durante, pelo menos, 8 horas por dia. Dependendo da idade e profundidade da cicatriz, esta deverá começar a ficar menos visível no prazo de 7 a 90 dias. Utilizar até que se obtenham os resultados pretendidos. Se necessário, lavar as folhas com sabão suave, enxugar bem com água e depois separar completamente antes de reutilizá-las. Colocar o lado adesivo da folha no tabuleiro de secagem e depois guardar as folhas na bolsa com fecho de correr quando não estiverem a ser utilizadas. Consultar as Instruções do tabuleiro de secagem no final do documento.

Avisos: não utilizar em feridas abertas. Se a cicatriz persistir ou ocorrer vermelhidão, irritação, erupção cutânea, prurido (picazón en la piel), infecção ou maceração (branqueamento da pele), interromper a utilização e consultar o seu médico. Não utilizar pó de talco, cremes hidratantes, loções, protetores solares ou quaisquer medicamentos de aplicação tópica na área a ser tratada, enquanto estiver a utilizar as folhas. Aplicar uma folha nova quando a folha atual deixar de aderir à pele.

Condições especiais de armazenamento e/ou manipulação: as folhas devem ser armazenadas entre 16°C (60°F) e 29°C (85°F).

Instruções de eliminação: este produto não é biodegradável. Eliminar cuidadosamente de acordo com as diretrizes locais.

Reclamações do produto/Incidentes graves na UE: se estiver insatisfeito com o produto ou tiver alguma questão, contacte a Implantech Associates, Inc. Qualquer incidente grave que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao Fabricante e à Autoridade Competente do Estado-Membro da UE em que o utilizador e/ou o paciente se encontra.

DA CIMEOSIL® GELPLASTER

Beskrevelse: CIMEOSIL® GELPLASTER er et genanvendeligt selvklævende silikoneprodukt. Der følger en tørremåtte med produktet.

Indikationer: CIMEOSIL® GELPLASTER kan bruges til behandling af keloid og hypertrofiske art. Produktet er ikke beregnet til bruk på åbne sår.

Instruktioner: Rens forsigtigt arområdet med mild sæbe og vand, og dup det tørt. Tag plasteret ud af plastikposen, og klip det til i størrelsen, så det er lidt større end arret for at sikre, at det tældkes helt. Fjern den beskyttende plastikfilm fra den selvklævende side af plasteret, anbring det på det berørte område, og lad det sidde i ca. 8 timer dagligt. Afhængigt af arrets alder og dybde, bør arret begynde at blive mindre synlig i løbet af 7 til 90 dage. Bruges, indtil det ønskede resultat er opnået. Vask efter behov plasteret med mild sæbe, skyt det omhyggeligt med vand, og lad det tørre helt, inden det tages i bruk igen. Anbring den selvklævende side af plasteret på tørremåten, tør det, og opbevar derefter plasteret i en pose med lukning, når det ikke er i bruk. Se instruktioner for tørremåten sidst i dette dokument.

Advarsler: Må ikke bruges på åbne sår. Hvis arret ikke forsvinder, eller der forekommer rødme, irritation, eksem, pruritus (klænende hud), infektion eller maceration (blenging af huden), skal du holde op med at bruge produktet og konsekvenserne i læge. Brug ikke talkpulver, fugtighedscreme, solcreme eller andre topiske lægemidler på området, der skal behandles, mens du bruger plasteret. Anvend et nyt plaster, når det nuværende plaster ikke længere kleber fast.

Særlige opbevarings- og/eller håndteringsbetingelser: Plasteret skal opbevares ved 16°C (60°F) til 29°C (85°F).

Bortsættelsesinstruktioner: Dette produkt er ikke biologisk opbevarebart. Det skal bortsættes med henhold til de lokale retningslinjer.

Produktreklamationer/alvorlige hændelser i EU: Hvis du er utilfreds med produktet, eller hvis du har spørgsmål, bedes du henvende dig til Implantech Associates, Inc. Alle alvorlige hændelser, der er forekommet i forbundelse med produktet, skal indberettes til os og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvor brugerne og/eller patienten er bosiddende.

EL CIMEOSIL® GEL SHEETING

Περιγραφή: Το CIMEOSIL® GEL SHEETING είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο αυτοκόλλητο προϊόν σιλικόνης. Είναι ουσιαστικά μαζί με ένα επίστρωμα στεγνώματος.

Ενδείξεις: Το CIMEOSIL® GEL SHEETING μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση καλοίδων και υπερτροφικών ουλών. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε ανοικτές πληγές.

Οδηγίες: Καθαρίστε απλά την περιοχή της ουλής με ήπιο σαπούνι και νερό και διασφαλίστε ότι καλύπτεται πλήρως. Αφαιρέστε το πλέγμα από την πλ

